

INSTRUCCIONES KLAMMT

1. Debe usarlo todo el día excepto durante las comidas. **Se lo debe quitar para comer pero después de comer, debe cepillarse los dientes y debe volver a colocárselo en boca.**
2. Puede realizar todos los deportes con el aparato colocado en boca.
3. Siempre que se quite el aparato debe colocarlo en su caja. EL APARATO SOLO PUEDE ESTAR EN LA BOCA O EN LA CAJA. Es muy fácil que se tire estando en la servilleta. Es recomendable que los niños que comen en el colegio dejen el aparato en su caja en el aula y no lo lleven al comedor. Se lo vuelven a poner cuando continúen la clase.
4. Las dificultades de fonación son debido a la **salivación excesiva** que se produce por la colocación del aparato. En la medida que utilice el aparato la salivación disminuye y junto a ello mejora el habla. Al mes si se usa el aparato todo el día no se notará en el habla que tiene un aparato colocado.
5. Es un aparato que **va suelto en la boca.**
6. Los primeros días es probable que se lo quiten dormidos o simplemente se caiga de la boca. Tener cuidado de no pisarlo por las mañanas cuando se levante el niño.
7. Delante del niño los padres digan que **es positivo que se lo pongan.**
8. Al principio, para adaptarse se puede poner el aparato unas horas en casa y por la noche y se va aumentando el numero de horas hasta que lo lleve puesto todo el día. En caso de molestias procurar que el niño se lo ponga unas horas al día hasta poder ir a la consulta y comentar donde le molesta. No dejar fuera de boca durante semanas.
9. El aparato se tendrá más o menos un año . Y luego se pondría retención o se ira revisando segun haya visto su ortodoncista.



¡Muchas gracias!

Dra Martínez Madero

Nº col 28012507

